

## A 型鏈球菌快速檢驗試劑 (未滅菌) Strep A Rapid Test (Non-sterile)

衛部醫器製壹字第005976號



**快速診斷咽喉炎 精確使用抗生素**  
A 型鏈球菌引發的咽喉炎才需要使用抗生素



**反應5分鐘即可判讀**  
僅需5分鐘即可獲得篩檢結果



**操作簡單 無需儀器**  
不受使用環境限制 目視判讀即可



**結果分色顯示 判讀更簡易**  
控制線與檢測線呈色不同 明顯區分判讀結果



**無交叉反應 不受常見干擾物影響**  
不受7種常見藥物與34種病毒細菌影響反應




本產品採用咽喉檢體

**偵測極限**  
LIMIT OF DETECTION

ATCC 19615  $4.0 \times 10^4$  CFU/mL

### 內容物




### 干擾物 INTERFERENCE SUBSTANCES


干擾物測試 · 使用臨床陰性檢體 · 針對下表所列濃度進測試 · 每次測試皆為三重複 · 測試結果並沒有發生干擾現象。

Interference substances	Testing Conc.	Interference substances	Testing Conc.
1 Aspirin	20mg/ml	6 Mucin	20mg/ml
2 Dextromethorphan	20 mg/ml	7 Oxymetazoline HCl	20 mg/ml
3 Diphenhydramine HCl	10 mg/ml	8 Phenylephrine HCl	10 mg/ml
4 Hemoglobin	5 mg/ml	9 Swinin nasal sprays	5 mg/ml
5 Ibuprofen	10 mg/ml		


## 檢體採集 SPECIMEN COLLECTION



## 測試步驟 ASSAY PROCEDURE



## 結果判讀 INTERPRETATION OF RESULTS



### 技術支援 TECHNICAL SUPPORT

TEL: + 886-2-2691-9896

Email: xizhi@pbf.com.tw

### 訂購資訊/參考包裝規格 ORDERING INFORMATION/ PACKAGING

	產品型號	規格	備註
1	IG03005S01	5 Tests	試紙條式
2	IG03020S	20 Tests	試紙條式 (外部陽性品管)

20240313 Strep A V01



掃描取得最新資訊

Vstrip official website

<https://www.vstriptechnology.com/>



製造業者名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司汐止廠二廠

製造業者地址：新北市汐止區大同路1段308之6、308之8號8樓